

## **1 PRELEVEMENT DE GORGE**

### **1.1 Renseignements cliniques à signaler sur la prescription**

- Aspect de la gorge
- Adénopathies
- Type d'angine : aiguë, ulcéro-nécrotique, à fausses membranes, récidivante
- Bilan de MST
- Pneumopathie interstitielle
- Suspicion de diphtérie
- Recherche de portage de *Staphylococcus aureus*

### **1.2 Prélèvement et transmission des échantillons**

#### **1.2.1 Echantillon**

- Prélèvement sur écouvillon
- Milieu de transport si mise en culture > 2 H
- Sites de recueil :
  - amygdales de préférence
  - piliers du voile du palais
  - paroi postérieure du pharynx

#### **1.2.2 Prélèvement/Recueil**

- Abaisser la langue
- Frotter l'écouvillon sur la surface de chaque amygdale et toute la surface d'aspect pathologique **sans toucher la langue et les dents.**

#### **1.2.3 Particularités**

- Si suspicion de diphtérie : prélever à la périphérie des fausses membranes
- Pour la recherche de *Neisseria gonorrhoeae* : utiliser un milieu de transport spécifique PCR
- Si épiglottite : ne pas faire de prélèvement
- La recherche de *Neisseria meningitidis* n'a aucun intérêt
- En cas d'angine ulcéro-nécrotique : effectuer immédiatement le frottis sur une lame porte-objet

## **2 PRELEVEMENT DE NEZ**

### **2.1 Renseignements cliniques à signaler sur la prescription**

- Contexte clinique
- Adénopathies
- Recherche de portage de *Staphylococcus aureus*

#### **2.1.1 Echantillon**

- Prélèvement sur écouvillon
- Milieu de transport si mise en culture > 2 H

### **3 PRELEVEMENT D'OREILLE EXTERNE**

#### **3.1 Renseignements cliniques à signaler sur la prescription**

- Diabète
- Immunodépression
- Otite maligne
- Cholestéatome

#### **3.2 Prélèvement et transmission des échantillons**

##### **3.2.1 Echantillons**

- Sécrétions recueillies par écouvillonnage
- Conduit auditif externe
- Milieu de transport si culture différée

##### **3.2.2 Prélèvement/Recueil**

- Préciser s'il s'agit d'un prélèvement d'otite externe ou moyenne
- Nettoyer le conduit auditif à l'aide d'un premier écouvillon humide
- Prélever en appuyant fortement sur les parois à l'aide de 2 autres écouvillons fins